

Stacja zamknięta pH Neutral 200 ml + Plum Eyewash 500 ml 4789



Numer katalogowy

4789

Opis produktu

Stacja do przemywania oczu Plum - Zestaw pH Neutral + Eyewash

Bezpieczne i szybkie płukanie oczu w sytuacjach awaryjnych

Stacja zamknięta pH Neutral 200 ml + Plum Eyewash 500 ml to kompleksowe rozwiązanie do szybkiego reagowania w przypadku zagrożenia wzroku. Zestaw składa się z dwóch ergonomicznych butelek:

- **pH Neutral (200 ml)** - neutralizuje działanie substancji kwasowych i zasadowych w oku lub na skórze,
- **Plum Eyewash (500 ml)** - służy do wypłukiwania ciał obcych oraz oczyszczania zanieczyszczonych oczu.

Stacja wykonana jest z wytrzymałego, odpornego na uderzenia polistyrenu, z możliwością montażu na ścianie. Przezroczysta osłona chroni zawartość przed kurzem i zabrudzeniami, a wbudowane **lusterko** oraz **czytelne piktogramy** ułatwiają prawidłowe użycie w stresujących sytuacjach.

Dlaczego warto mieć stację Plum?

- Ergonomiczny kształt butelek – umożliwia bezpośrednie aplikowanie płynu do oka,
- Obie butelki oznaczone znakiem CE – zgodność z wymogami dla wyrobów medycznych,
- Łatwy montaż – idealna do hal produkcyjnych, warsztatów, laboratoriów i magazynów,
- Możliwość użytkowania jako **rozwiązanie mobilne** – sprawdzi się także w podróży służbowej lub poza stałym stanowiskiem pracy.

Czas trwania płukania: ok. 7 minut (zależnie od intensywności użycia).

Uwaga: Plum Eyewash należy aplikować delikatnie. Należy unikać zbyt silnego nacisku na butelkę!

Znaczenie szybkiej reakcji

W sytuacjach awaryjnych, takich jak kontakt oka z ciałem obcym, substancją chemiczną czy kurzem, **czas reakcji ma kluczowe znaczenie**. Kilka pierwszych sekund decyduje o skuteczności działania i zapobiegnięciu trwałym uszkodzeniom wzroku. Stacja Plum to pewność, że nie zostaniesz zaskoczony i jesteś gotowy do szybkiej reakcji.

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#) – doradzimy i pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Karta katalogowa

Karta katalogowa – Stacja do przemywania oczu Plum pH Neutral + Eyewash

Zastosowanie:

Zestaw do przemywania oczu **Plum pH Neutral + Eyewash** przeznaczony jest do natychmiastowego udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu oczu z substancjami chemicznymi (kwasy, zasady) lub ciałami obcymi (pyły, opiłki, kurz). Zalecany do montażu w miejscach pracy o podwyższonym ryzyku – halach produkcyjnych, laboratoriach, warsztatach, magazynach oraz wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie uszkodzenia wzroku.

Skład zestawu:

- 1 x butelka **pH Neutral** – 200 ml
- 1 x butelka **Plum Eyewash** – 500 ml
- 1 x wytrzymała, zamykana stacja ścienna z polistyrenu (PS)

- 1 x lusterko wewnątrz stacji
- 1 x piktogram na pokrywie

Dane techniczne:

Typ zestawu	Stacja ścienna - zamknięta
Pojemność pH Neutral	200 ml
Pojemność Eyewash	500 ml
Materiał obudowy	Polistyren odporny na uderzenia
Czas płukania	ok. 7 minut
Oznakowanie CE	Tak - zgodne z wymaganiami dla wyrobów medycznych
Montaż	Do ściany, w miejscach łatwo dostępnych

Właściwości i działanie:

- **pH Neutral** - neutralizuje substancje kwasowe i zasadowe (buforowany roztwór fosforanowy)
- **Plum Eyewash** - skuteczne płukanie i wypłukiwanie ciał obcych z oka (solanka 0,9%)
- Ergonomiczne nakrętki umożliwiają bezpośrednią aplikację do oka
- Butelki są gotowe do natychmiastowego użycia - bez konieczności przygotowania

Uwagi dodatkowe:

- Nie stosować przeterminowanych butelek - każda posiada datę ważności
- Nie wymaga specjalnych warunków przechowywania
- Rekomenduje się umieszczenie stacji w miejscu dobrze widocznym i oznakowanym

Zwroty i reklamacje**Zwroty i reklamacje**

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl